

*Freedom
Forceps
series*

SNS Original forceps

*Doctors' Forceps **Angela** by Tetsu Fukunaga*



*Surgical
Network
Systems*

福永 哲先生監修のもと福永式ファンダス型把持鉗子がいよいよお目見え致しました。細部にわたり‘こだわり‘の改修が施されております。従来品とは一味違う抜群の操作性と把持力を体感して頂けます。

把持力や鉗子強度を犠牲にする事無く55°の大口徑開口を実現



組織保護の為、カップの深さや刃先の形状にも拘りました！

間膜や大網薄い組織の把持を簡単にする事に拘ったTip先端部



日本人の手の大きさを参考に人間工学に基づき設計された専用ハンドル



製品仕様

シャフト径:5.0mmφ ワーキングレンジ:400mm 福永式ハンドル付

希望販売価格

¥240,000



総製造 販売元
株式会社 Surgical Network Systems
〒111-0042
東京都台東区寿3丁目15番15号
Tel 03-6802-7850
Fax 03-6802-7852
URL www.surgical-net.com